



PI-C3582 V1.1

【产品名称】

中文:磷酸缓冲盐溶液 (PBS),不含钙、镁,不含酚红,10X 浓度

英文: Phosphate Buffered Saline (PBS), without Calcium and Magnesium, without Phenol Red, 10X

Conc.

货号: C3582-0500

规格: 500 mL

【产品介绍】

组织培养中所有培养基都具有成为生理或平衡盐溶 液(BSS)的基础。所有的生理盐溶液都来自悉尼林 格 (1885) 最初描述的盐溶液。第一个专门为哺乳动 物细胞代谢而开发的平衡盐溶液是 Tyrode 溶液。之 后进行多次修改, 以获得更好的缓冲盐溶液并防止钙 沉淀。具有维持渗透压、保持 pH 稳定以及提供简单 的营养的作用,可满足体外实验中组织、器官或细胞 的生存和代谢的基本需要。

【成分表】

配方 mg/L

无机盐

无水磷酸氢二钠 7950.000 磷酸二氢钾 1440.000

90000.000 氯化钠

【使用方法】

- 1. 从 15 30℃ 的冰箱中取出, 读取标签, 检查产品 包装与外观。
- 2. 使用前将10倍浓缩液稀释至1倍。

- 3. 确保瓶盖旋紧。
- 4. 轻轻旋转瓶身。
- 5. 消毒液擦拭后置于超净台内。
- 6. 按照常规实验步骤在无菌环境下进行操作。

【质量控制】

本产品经过无菌, pH 值, 渗透压和内毒素相关指标 的检测。

【储存条件及保质期】

产品应在室温 15 - 30°C 下储存。此产品对光敏感, 不应长时间放在光线下。在黑暗的理想条件下储存时, 产品在有效期内可保持稳定。

有效期: 24 个月

【说明书批准生效日期】

批准日期: 2021年11月01日 修改日期: 2023年04月01日

【声明】

仅用于科研使用,不能用于临床诊断和治疗。

